

วิธีปฏิบัติ

Work Instruction

เรื่อง การตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD

ด้วยวิธี Fluorescent spot test



กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลลำพูน

รหัสเอกสาร WI - HEM - 011	ทบทวน / แก้ไขครั้งที่ 03
ผู้จัดทำ	<p><i>พัชรี โนโชคิ</i></p> <p>.....</p> <p>(นางสาวพัชรี โนโชคิ) นักเทคนิคการแพทย์</p> <p>1 ก.พ. 64 วัน / เดือน / ปี</p>
ผู้ทบทวน	<p><i>ศิริพร นันดา</i></p> <p>.....</p> <p>(นางสาวศิริพร นันดา) ผู้จัดการวิชาการ</p> <p>1 ก.พ. 64 วัน / เดือน / ปี</p>
ผู้อนุมัติ	<p><i>นครชิต กิตติมา</i></p> <p>.....</p> <p>(นายนครชิต กิตติมา) ผู้จัดการคุณภาพ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์</p> <p>1 ก.พ. 64 วัน / เดือน / ปี</p>

	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลลำพูน	WI-HEM-011
	วิธีปฏิบัติ(Work Instruction)	
	เรื่อง การตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ด้วยวิธี Fluorescent spot test	
	ทบทวน / แก้ไขครั้งที่ 03	หน้าที่ 2 ใน 5

การตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ด้วยวิธี Fluorescent spot test

1. วัตถุประสงค์การทดสอบ

เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินการตรวจหลักวิเคราะห์ในการตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ Glucose-6-Phosphate dehydrogenase อันนำมาซึ่งรูปแบบการปฏิบัติเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง

2. คำย่อและนิยาม

G-6-PD	ย่อมาจาก	Glucose-6-Phosphate dehydrogenase
FST	ย่อมาจาก	Fluorescent spot test
NADPH	ย่อมาจาก	Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate

3. หลักการทดสอบ

เอนไซม์ Glucose-6-Phosphate dehydrogenase (G-6-PD) เป็นเอนไซม์ที่ช่วยสลายกลูโคส ในวิถี เพนโตส ฟอสเฟต Pentose phosphate หรือ Hexose monophosphate shunt โดยทำหน้าที่เปลี่ยน Glucose-6-Phosphate ให้เป็น 6-phosphogluconate ได้ reducing ซึ่งอยู่ในรูป NADPH (Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) โดยวัดการเรืองแสงของ NADPH ที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิกิริยา

4. คุณสมบัติทางเทคนิคของวิธีวิเคราะห์

เป็นวิธีมาตรฐาน Standard method

5. สิ่งส่งตรวจ และรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ

5.1 สิ่งส่งตรวจ

5.1.1 Whole blood EDTA ปริมาตร 2-3 ml (ตามที่ระบุข้างหลอด)

5.2 วิธีการเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ

5.2.1 นำส่งห้องปฏิบัติการไม่เกิน 21 วัน หลังการเก็บตัวอย่าง โดยการแช่เย็นที่อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส

5.3 รายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องตรวจสอบก่อนการวิเคราะห์

5.3.1 ชื่อ สกุลคนไข้ ในใบส่งตรวจและสิ่งส่งตรวจต้องสอดคล้องกัน

5.3.2 รหัสผู้ป่วย เช่น HN เป็นต้น

5.3.3 หมายเลข Bar code ระบุชื่อ สกุล และรายการทดสอบถูกต้อง

5.3.4 สภาพสิ่งส่งตรวจ เป็น EDTA blood เก็บได้นานไม่เกิน 21 วัน ที่อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส

5.3.5 ทำ Positive control และ Negative control ควบคู่ไปกับการทดสอบทุกครั้ง โดยทำการทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบตัวอย่างตรวจ

เอกสารนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลลำพูน ห้ามนำออกไปใช้ภายนอก หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลลำพูน	WI-HEM-011
	วิธีปฏิบัติ(Work Instruction)	
	เรื่อง การตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ด้วยวิธี Fluorescent spot test	
	ทบทวน / แก้ไขครั้งที่ 03	หน้าที่ 3 ใน 5

6. ประเภทของภาชนะบรรจุและสารที่ใช้เก็บตัวอย่าง

EDTA tube

7. เครื่องมือและน้ำยาที่ใช้

7.1 ชุดน้ำยาดวง Fluorescent spot test (provided)

7.2 Timer (not - provided)

7.3 Pipette 20 ul

7.4 กระจกทรง

7.5 เครื่องอ่านผล UV lamp

8. วิธีการสอบเทียบ

8.1 การสอบเทียบ

8.1.1 ไม่มี

9. วิธีการตรวจวิเคราะห์

9.1 ผสมตัวอย่างเลือด 10 uL ในหลอดน้ำยา Fluorescent spot test 100 uL Mix ให้เข้ากัน ตั้งเวลา 10 นาทีในอุณหภูมิห้อง

9.2 เมื่อครบเวลา คูดสารละลาย Hemolyses 10 uL หยดลงบนกระจกทรง ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1 ชั่วโมง

9.3 นำไปตรวจวัดการเรืองแสงภายใต้แสง UV และบันทึกผลการตรวจลงใบแบบบันทึกการตรวจ G-6PD ในงานประจำวัน(Routine) FR-LAB-264:Rev00:26/10/61 (ตามเอกสารแนบ)

10. วิธีการควบคุมคุณภาพ

10.1 การควบคุมคุณภาพภายใน

1) วิธีการควบคุมคุณภาพภายใน

1. ทำ Deficiency control และ Normal control อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

โดยทำการทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบตัวอย่างตรวจ

2. สารควบคุมคุณภาพ (Control material) เป็นสารควบคุมคุณภาพของบริษัท R&D Diagnostics ซึ่งผ่านการทดสอบ G-6PD เจริญปริมาณแล้ว

2.1 การละลายตัวอย่างควบคุมคุณภาพ (Reconstitution) ละลายด้วยน้ำกลั่น (Distilled water) จำนวน 0.5 ml พักทิ้งไว้ 5 นาที และผสมให้เข้ากันด้วยเทคนิคการแกว่งให้เข้ากัน (Swirl) จากนั้นให้แบ่งตัวอย่างควบคุมคุณภาพออกเป็น Vial และปิดฝาให้สนิท

2.2 การเก็บรักษาและความคงทน (Storage and stability) สารควบคุมคุณภาพที่ยังไม่ได้ละลายให้เก็บไว้ที่ 2-8 °C ได้ตลอดจนถึงวันหมดอายุเมื่อจะใช้งานให้นำสาร

	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลลำพูน	WI-HEM-011
	วิธีปฏิบัติ(Work Instruction)	
	เรื่อง การตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ด้วยวิธี Fluorescent spot test	
	ทบทวน / แก้ไขครั้งที่ 03	หน้าที่ 4 ใน 5

ควบคุมคุณภาพออกมาละลายตามข้อ 2.1 หลังจากการละลายตัวอย่างควบคุมคุณภาพ มีอายุ 1 สัปดาห์ที่ 2-8 °C และ 3 สัปดาห์ที่ -20 °C เมื่อละลายตัวอย่างควบคุมแล้วไม่สามารถนำกลับไป Freeze ใหม่ได้อีก

2.3 ผลการควบคุมคุณภาพ บันทึกลงในแบบบันทึกควบคุมคุณภาพภายใน(IQC) ของการตรวจ G-6PD Fluorescent Test กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ FR-LAB-263:Rev0:24/10/2561 (ตามเอกสารแนบ)

10.2 การควบคุมคุณภาพภายนอก

เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการตรวจวินิจฉัย G-6-PD โดยวิธี Fluorescent spot test ร่วมกับประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3 ครั้งต่อปี)

11. สิ่งรบกวนการทดสอบ

ความคงตัวของน้ำยาชุดตรวจ

12. หลักการของวิธีคำนวณผล รวมทั้งความไม่แน่นอนของการวัด

ไม่มี

13. ค่าอ้างอิงในคนปกติ

ค่าอ้างอิง : Normal

14. ขอบเขตของค่าของผู้ป่วยที่รายงาน

ไม่มี

15. ค่าวิกฤต

ไม่มี

16. การรายงานและการแปลผลการทดสอบ

16.1 รายงานข้อมูลเบื้องต้นของการทดสอบ โดยรายงาน

16.1.1 ชื่อ-สกุล, H.N.

16.1.2 วันที่ส่งตรวจ และวันรายงานผล

16.1.3 รายการทดสอบที่ส่งตรวจ

16.2 การรายงานผลการทดสอบ

	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลลำพูน	WI-HEM-011
	วิธีปฏิบัติ(Work Instruction)	
	เรื่อง การตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ด้วยวิธี Fluorescent spot test	
	ทบทวน / แก้ไขครั้งที่ 03	หน้าที่ 5 ใน 5

เรื่องแสง = Normal

ไม่เรื่องแสง = Deficiency

17. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ควรสวมถุงมือยาง และเสี้อกราวน์ขณะปฏิบัติงานและปฏิบัติตามหลัก Universal Precautions

18. สิ่งที่เป็นสาเหตุของความแปรปรวน

ไม่มี

19. เอกสารอ้างอิง

สุราสินี สันแอ ชฎาภรณ์ นกคง และชวดี นพรัตน์ หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. การปรับปรุงกระบวนการตรวจภาวะคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G-6PD ด้วยวิธี Fluorescent spot test ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด. วารสารเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 43, 3 ธันวาคม 2558.

SD-HEM-049 คู่มือการใช้ชุดน้ำยาตรวจวินิจฉัย G-6PD UV Method ของบริษัท R&D Diagnostics

SD-HEM-052 Instructions For Use (Package insert) R&D Diagnostics

SD-HEM-050 OSMMR2000 G-6PD Normal Control with Hb Normalization Procedure

SD-HEM-051 OSMMR2000 G-6PD Deficiency Control with Hb Normalization Procedure